

Qualität – Made in Switzerland

Lumo System

 macu4

Für kleine Entdecker:innen
mit eingeschränkter oder
fehlender Handfunktion



unique prosthetic solutions
Ein Unternehmen der Bauerfeind Gruppe

 uniprox®




Lumo System

Für kleine Entdecker:innen mit eingeschränkter oder fehlender Handfunktion wie Dysmelie, Amputation oder Zerebralparese.


Die Vorteile:

- Leichtes und kindgemäßes Design
- Einklickbare Module für spielerische Nutzung
- Wahlweise mit Manschette oder Schaft erhältlich




Lumo Manschette

In zwei Größen verfügbar ab einer Unterarmlänge von 12 cm, wahlweise mit 5 Optionen für einen integrierten Längenausgleich. Die Module können analog des Lynk Clic eingesteckt und getauscht werden.



Lumo Schaft

Maßgefertigter, einfach zu bedienender Schaft in leichtem Design inklusive Oberarmschale für sicheren Halt sowie Modulhalter. Optional mit einklickbarem Spacer zum Längenausgleich.



Bewegen

- Sand
- Stofftier
- Wasser
- Lego
- Ball

Bearbeiten

- Sand
- Knete
- Farbe

Halten

- Löffel
- Gabel
- Stift
- Stöckchen

Fixieren

- Papier
- Karton
- Aufkleber
- Band
- Lego

Fahren

- Fahrrad
- Scooter
- Dreirad
- Laufrad

Maximale Flexibilität

Flexibel einsetzbar, um die Welt auf die eigene Weise zu entdecken.



Bestellformular für das Lumo System

Kostenlose Faxnummer: 0800-001 05 45 | Mail: info@uniprox.de | PDF-Formular im Downloadbereich unter www.uniprox.de

Firmenstempel Kundennummer	Datum	Name Orthopädietechniker:in
	gewünschtes Lieferdatum	Ihre Bestellnummer
	Telefon für Rückfragen	Patienten-Code

Schritt 1 – Basis auswählen

Wählen Sie die benötigte Lumo-Basis gemäß der Maßenleitung (QR-Code) aus.

OPTION 1 | LUMO MANSCHETTE

<p>Manschette Größe</p> <p><input type="radio"/> Small</p> <p><input type="radio"/> Medium</p>	<p>Manschette Längenausgleich</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> A </div> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> B </div> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> C </div> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> D </div> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> E </div> </div>
---	---


OPTION 2 | LUMO SCHAFT

<p>Schaft Farbe</p> <p><input type="radio"/> Rot-Weiß</p> <p><input type="radio"/> Blau-Weiß</p>	<p>Schaft Zubehör</p> <p>Länge Spacer</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> A </div> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> B </div> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> C </div> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> D </div> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> E </div> </div>	<p>Farbe Spacer</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> Rot </div> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> Blau </div> </div>	<p>Farbe Connector</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> Rot </div> <div style="text-align: center;">  <input type="radio"/> Blau </div> </div>
<p>Schaft Größe</p> <p>Der Lumo Schaft ist ein kundenspezifisches Produkt. Bitte geben Sie die Maße gemäß der Anleitung (QR-Code) an.</p>			

Schritt 2 – Modulauswahl

Bestimmen Sie die benötigten Module basierend auf den gewünschten Aktivitäten.

LUMO | MODULE



LYNK | MODULKOPF

Modulkopf | Drehooption



360°



70°



0°

Modulkopf | Typ



STD



LOCK

Hinweis: Das LOCK bietet eine Verriegelungsfunktion. Es wird empfohlen, wenn das Modul bei Zugbelastungen an seinem Platz gehalten werden soll.

Wichtig: Die Verriegelungsfunktion darf nicht bei Aktivitäten mit Fahrzeugen, wie z. B. Radfahren, verwendet werden.

Download Messanleitung:



Qualität – Made in Switzerland

Lumo System

Für kleine Entdecker:innen
mit eingeschränkter oder
fehlender Handfunktion

Hersteller:

macu4 GmbH

Bücklestrasse 3

78467 Konstanz

Deutschland

Vertrieb Deutschland:

Uniprox GmbH & Co. KG

Heinrich-Heine-Straße 4

07937 Zeulenroda-Triebes

Deutschland

Fon +49 36628 663300

Fax +49 36628 663355

Mail info@uniprox.de

Kunden-Service +49 800 0010540*

Fax +49 800 0010545*

*kostenfrei innerhalb Deutschlands

www.uniprox.de

Rev. 0-2025-07_4900004-0203110 Design und Umsetzung: www.ps-co.de